

GALVANICKÁ ŽEHLIČKA V KOSMETICE GALVANOTERAPIE – OMLAZENÍ PLETI

Název galvanoterapie vznikl na počest Luigiho Galvaniho (1737–1798)



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Sladká.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).*

VLASTNOSTI GALVANICKÉ ŽEHLIČKY

- patří do kategorie ultrazvukových přístrojů
- při pravidelném používání přístroje 1x denně jsou viditelné výsledky již za pár týdnů
- pro udržení dlouhodobých výsledků je doporučeno ošetření dvakrát do týdne
- zajistí péči o pleť na nejvyšší úrovni



Obr. 4

NOVÁ TECHNOLOGIE ŽEHLIČEK


- se zaměřuje na pronikání paprsků hluboko do pokožky, kde vytváří teplo a urychluje vnitřní změny podobně jako laserové světlo
- díky zvýšení teploty stimuluje kožní aktivitu, zpevňuje kolagenová vlákna a zvyšuje produkci kolagenu
- zvýšená kožní aktivita znamená viditelné zpevnění pokožky, pružnější a mladistvější pleť
- známky stárnutí, viditelné vrásky a jemné linky se výrazně redukují a pokožka se stává hladší
- klinické výzkumy a vědecká měření ukazují, že po šesti- až osmitýdenním používání tohoto přístroje se sníží objem jemných linek o 30% a vrásek o 16%



Obr. 5

ÚČINKY NA PLEŤ

- * galvanická terapie dokonale vyčistí pokožku, pročistí póry
- * redukuje otoky kolem očí
- * sjednocuje pleť, redukuje pigmentové skvrny
- * pomáhá řešit problémy s akné, černé tečky
- * oddaluje stárnutí pokožky, napne a vyhladí vrásky
- * zrychluje zpomalený metabolismus
- zefektivňuje vstřebávání výživných látek, masáž pleti, plasma jet, lifting, zapracování aktivních látek
- * aktivuje kolagen, má anti-age účinky



Obr. 6

KONTRAINDIKACE POUŽITÍ

- v těhotenství, ekzém
- při epilepsii, poraněné kůži
- pokud máte srdeční stimulátor
- na poraněnou kůži
- nikdy nepřikládejte přístroj přímo na oči nebo na horní víčko

PRINCIP FUNGOVÁNÍ GALVANOTERAPIE

- Pracuje na základě pozitivního a negativního galvanického proudu. Ten způsobuje, že buňky se probouzí k činnosti, pleť se dostává do lepšího stavu, protože činnost buněk samozřejmě hledá ideální balanc stavu pleti.
- Výhodou žehličky je i to, že vybízí buňky jen k té aktivitě, v jaké intenzitě je třeba. Nemusíte se bát, že by došlo třeba až k nadměrné činnosti, která by měla zase opačný a neblahý účinek na vaši kůži.



Obr. 7

1. KROK

Pro vyčištění pleti se využívá pozitivní napětí galvanického proudu, které vyčistí póry a umožní vniknout čistícímu gelu hluboko do pokožky. V angličtině je pro tuto první fázi galvanické terapie vžitý název „Desincrustation“ („kompletní pročištění pokožky“).

2. KROK

Druhým krokem galvanické terapie je ionoforéza (zapracování gelů). Negativní galvanické napětí vtlačí „anti-age“ složky hluboko do pokožky na nejvhodnějších místech. Hluboko v kůži, ve vrstvě dermis, jsou fibroblasty, základní buňky vaziva. Je to místo, kde je produkován kolagen a elastin. Proto je důležité, aby se složky pro léčbu dostaly až do této části a vyživovaly tak pokožku zevnitř.

DOPORUČENÝ POSTUP

1. Podél čelisti od brady k základně ucha
2. Podél čelisti od brady k přední části ucha
3. Z koutku úst do horní části ucha
4. Z koutku úst k nosu
5. Od nosu k vnějšímu okraji oka
6. Od nosu ke spánku
7. Pohybem vzhůru aplikujte na nadočnicový oblouk a na čelo.

PRAKTICKÁ UKÁZKA



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10

FOTONOVÉ OŠETŘENÍ

- Červené světlo dokáže obnovovat poškozenou pleť, odstraňuje jemné i hlubší vrásky, zmenšuje póry a především stimuluje tvorbu kolagenu.
- Modré světlo dokáže snižovat tvorbu zánětů a léčit akné, odstraňuje jizvy a eliminuje bakterie, působí naopak desinfekčně.
- Zelené světlo působí na pokožku uklidňujícím efektem, zmírňuje napětí a neutralizuje pokožku.
- Použití s vodivým gelem nebo libovolnými přípravky určenými pod ultrazvuk.

Princip použití gelů RYOR

Důkladně proved'te povrchové čištění pleti.

- Aplikujte **1 Čisticí gel pod galvanickou žehličku (-)** – následuje práce s galvanickou žehličkou – funkce čištění. Jestliže žehlička přestává souvisle klouzat po pokožce, je nutné přidat na pokožku **Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku** – kluznost žehličky selepší.
- Nyní na pleť naneste **2 Vyživující gel pod galvanickou žehličku (+)** a přepněte žehličku do funkce Výživa, kdy zapracujete **2 Vyživující gel pod galvanickou žehličku (+)**. Jestliže žehlička přestává souvisle klouzat po pokožce, přidejte na pokožku **Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku** – kluznost žehličky selepší.
- Na závěr – po ukončení celého procesu je nutné pleť vyčistit **Zvlhčujícím roztokem pod galvanickou žehličku**.

ZDROJE

- https://www.hyaluron-kosmetika.cz/galvanicke-pristroje-na-plet?fbclid=IwAR2gAQKbB8gwBkY-_RG6B0Hk84ON7XSKpMdK04qi5UFCSFxZAtvQ9p0PC2Q
- https://www.estheticon.cz/zakroky/galvanicka-zehlicka-regenerace-pleti?fbclid=IwAR3reB7yOZg1qKj674ivzZz_9tKwo7Erqq-B5ZChF9aG8ezqKSh4APISeEU

ZDROJE OBRÁZKŮ

- Obr. 1–10 vlastní archiv

DĚKUJI ZA POZORNOST 😊